



対応メーカー	システム	径タイプ	ベース記号	スクリュー記号	スクリューヘッド形状
BIOHORIZONS	Internal	3.0	B0	BH-CS	HEX1.25mmD
		3.5	B1		
		4.5	B2		
		5.7	B3		
camlog	camlog	3.3	CA1	CA-CS	HEX1.25mmD
		3.8	CA2		
		4.3	CA3		
		5.0	CA4	CAW-CS	
	camlog (プラットフォームスイッチ)	3.8	CA2P	CA-CS	
		4.3	CA3P		
DENTSPLY	ASTRA TECH OsseoSpeed	Aqua	AT2	AA-CS	HEX1.25mmD
		Lilac	AT3	AL-CS	
	New FRIALIT / XIVE	3.8	DX3	DX-CS	HEX1.22mmD
		4.5	DX4		
		5.5	DX5		
Nobel Biocare	Nobel Replace	NP	NT1	NRN-CS	ユニグリップ
		RP	NT2	NRR-CS	
		WP	NT3		
	Nobel Branemark	NP	NB1	NBN-CS	
		RP	NB2	NBR-CS	
		WP	NB3	NBW-CS	
	Nobel Active	NP	NA1	NAN-CS	
		RP	NA2	NAR-CS	
	Nobel Tapered CC Nobel Prallel CC	NP	NC1	NAN-CS	
		RP	NC2	NAR-CS	
straumann	Bone Level	NC3.3	SB1	SBR-CS	SCS
		RC4.1 / 4.8	SB2		
	Tissue Level	RN4.8	ST2	STR-CS	
Zimmer Biomet	Spline	3.25	A1	ZB-CS	HEX1.25mmD
		3.75 & 4.0	A2		
		5.0	A3		
	Tapered Screw-Vent & Screw-Vent	3.5	SV1	ZB-CS	
		4.5	SV2		
		5.7	SV3		
	Trabecular Metal	3.5	SV1	ZB-CS	
		4.5	SV2	ZB-CS	
	Tapered SwissPlus & SwissPlus	3.8	SP1	ZB-CS	
		4.8	SP2	SP-CS	
京セラメディカル	POI-EX	3.7	P1	PN-CS	HEX1.1mmD
		4.2	P2	PR-CS	
		4.7	P3	PLR-CS	

※チタンカスタムベース発注の際は、上記の「ベース記号」をSTARGATE技工指示書にご記入ください。

- ◎スクリューは各インプラントシステムのスクリューが付属します。
- ◎ドライバーは各インプラントシステムのドライバーを使用してください。
- ◎締結トルク値については、各インプラントシステムの締結トルク値です。

お問い合わせ

DTI / STAR GATE CENTRAL OFFICE (DTI宇都宮)

〒320-0026 栃木県宇都宮市馬場通り2-1-1 NOF宇都宮ビル7F
 TEL.0120-418-325 FAX.028-612-2106
 E-mail : sg@dti-stargate.co.jp

※STARGATE技工指示書は、DTIホームページからダウンロードできます。