



チタンベース付ジルコニアの最新ラインナップは、
チタンベースの『スタンダード』と同じです。

チタンベースの最新ラインナップをご参照ください。

詳細

- ※ジルコニアベースは、チタンベース/ジルコニアフレーム/スクリューの3ピースタイプになります。
- ※納品時にはチタンベースとジルコニアフレームはセメント合着していません。最終調整後、ラボにて合着してください。
- ※スクリューは各インプラントシステムのスクリューが付属します。
- ※ドライバーは各インプラントシステムのドライバーを使用してください。
- ※締結トルク値は各インプラントシステムの締結トルク値です。

お問合せ

DTI / Tokyo Office(東京)

〒130-0014 東京都墨田区亀沢4-9-4-101
TEL: 03-5610-3680 FAX: 03-5610-3681
e-mail: dti@hakuho-d.com

※技工指示書は、DTIホームページからダウンロードできます。