



Lava™ Esthetic Zirconia

ラヴァ™ エステティックジルコニア



2017/9/1より **受注開始**

新発売キャンペーン！
特別料金で提供しております。
(2017/12末まで)

※詳しくはDTI東京までお問い合わせください。

蛍光性を持った、
自然なグラデーション。



明るく、エナメル質に近い質感

Incisal Transition Body の3つのゾーン

Incisal から Transition は徐々に色の濃さが増していきます。

全8色のビタシェードガイドを再現

Bleach A1 A2 A3 A3.5 B1 C1 D2

強度は 8 0 0 MPa

適応症・・・ベニア・クラウン・中間歯欠損3本ブリッジ



発注について

● 発注方法は下記のいずれかをお願いします。

- ① **模型送りによる発注** 下記の3点をDTI東京へお送りください。
 - ・ DTI 技工指示書 (4枚複写のうち3枚目と4枚目の2枚を同封してください)
 - ・ ワックスアップ
 - ・ 可撤式模型 (ダウエルピン模型)
- ② **データ送信による発注** 詳しくはDTI東京までお問い合わせください。



作業模型は
高さ60mm以内で
お願いします。

ご注意点

- ※ データが切削可能限界を超える場合、お客様にデータの修正や、ご依頼をお断りすることがあります。
- ※ 支台歯は必ずトリミングし、マージンラインは明瞭にしてください。
- ※ 最終形態で発注の場合は、ワックスアップが必須となります。
- ※ お預かりした模型への適合については保証対象内ですが、口腔内の適合については保証対象外となります。
- ※ ご送付物の不足や、技工指示書の記入漏れなどがある場合は、お客様にご確認が取れるまで作業を中断させていただきます。
- ※ 未研磨/未調整の状態での納品となります。

Lava™ エステティック送付先/お問合せ

DTI / Tokyo Office (DTI東京)

〒130-0014 東京都墨田区亀沢4-9-4-101
 TEL.03-5610-3680 FAX.03-5610-3681
 E-mail : dti@hakuho-d.com
 Website URL. www.dti-cadcam.com/
 ※DTI 技工指示書は、DTIホームページからダウンロードできます。

